

Mshot 明美

简易偏光显微镜 MP20



广州市明美光电技术有限公司

www.mshot.com



400-880-1910

产品特点

- 配置大视野目镜和消色差物镜，视场大而且清晰；
- 粗微动同轴调焦机构，粗动松紧可调，带限位锁紧装置，微动格值:2 μm ；
- 6V20W卤素灯透射照明,亮度可调；

基本参数

| | |
|-------|-----------------------------------------|
| 目镜 | 大视野 WF10X(Φ 18mm) |
| 物镜 | 消色差物镜 4X/0.10 |
| | 消色差物镜 10X/0.25 |
| | 消色差物镜 40X/0.65 (弹簧) |
| | 消色差物镜 100X/1.25(弹簧,油) |
| 目镜筒 | 三目镜,倾斜30° |
| 检偏器 | 推拉式 Sliding |
| 调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 微动格值:2 μm ,带锁紧和限位装置 |
| 转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) |
| 载物台 | 旋转式载物台(直径: Φ 120mm) |
| 阿贝聚光镜 | NA.1.25 可上下升降 |
| 滤色片 | 蓝滤色片 |
| | 磨砂玻璃 |
| 起偏器 | 可360°旋转 |
| 集光器 | 卤素灯照明适用 |
| 照明系统 | 6V 20W 卤素灯,亮度可调 |



广州市明美光电技术有限公司

地址: 广州市天河区华观路1933号万科云城A栋506

 www.mshot.com

 400-880-1910