



MZ101

MshO<sub>t</sub>明美

体视显微镜MZ101具有工作距离长，变倍范围大等出色之处，可以满足不同变倍率的观察需求；使用的过程中不仅操作简便，符合人体工程学的设计，让操作人员拥有非常舒适的操作体验。采用高亮白光LED照明，支持透射、反射、透反射照明方式的选择也是MZ101这款体视显微镜的特色之处。

特点：

- 变倍范围大，可根据需要选配辅助物镜，实现不同倍率观察的要求
- 采用高亮白光LED照明，可选择透射、反射、透反射照明方式，独立电器控制，亮度随意可调。

## 产品参数

项目	规格
目镜	广角目镜WF10X视场数22
物镜	连续变倍物镜
	变倍范围：0.7-6.3(变比：1:9)
	工作距离：110mm
视场范围	Φ33.8-Φ3.49
总放大倍数	7X-63X
底座	尺寸：310mm × 280mm
	垂直有效行程：220mm
相机接口	1XC
照明方式	上光源：3W高亮度LED
	下光源：5W高亮度LED

MshO<sub>t</sub>明美

# MZ101

## 体视显微镜

Stereo Microscope



广州市明美光电技术有限公司 Guangzhou Micro-shot Optical Technology Co. Ltd

公司地址：广州市天河区华观路1933号万科云A栋506 / 电话：020-38250606/38262481 / QQ：505506350

网址：www.mshot.com / 邮箱：mmshot@188.com / 服务热线：400-880-1910



任何规格和外观的改变，恕不另行通知。